

Anti-Vasp Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0016310



Einführung

VASP Kaninchen pAb, ein polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, detektiert spezifisch das menschliche vasodilatator-stimulierte Phosphoprotein. Ideal für Forschung zu Zytoskelettdynamik und Thrombozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	VASP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VASP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7408
GenID	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des menschlichen VASP (NP_003361.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50552
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eispackung