

Anti-Vasp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P50552

Artikelnummer: CM0015398



Einführung

Hochwertiger Anti-VASP-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes VASP. Ideal für die Untersuchung von Zellmigration, Adhäsion und Thrombozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VASP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VASP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7408
GenID	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem VASP (NP_003361.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50552
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel