


Anti-Vav1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15498

Artikelnummer: CM0013715



Einführung

Dieser VAV1-Kaninchen-polyklonale Antikörper ist für WB und ELISA validiert und zeigt Kreuzreaktivität mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Rho/Rac-GTPase-Signalgebung in hämatopoetischen Zellen und für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VAV; VAV1
Spezies	Human
GeneID	7409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 374-590 von humanem VAV1 (NP_005419.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15498
Protein-Gewicht	98 kDa
Versand	Kühltasche