


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Vav2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52735

Artikelnummer: CM0009880



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VAV2 (P52735), validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Entwickelt für die Angiogeneseforschung, Zellmigrationstests und Studien zur Gefäßbiologie; kreuzreaktiv mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAV2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	VAV-2; VAV2
Art	Mensch
GeneID	7410
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen VAV2 (P52735) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52735
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Kühlakku