


Anti-Vav2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P52735

Artikelnummer: CM0022333



Einführung

Anti-VAV2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. VAV2 ist ein an der Angiogenese beteiligter Rho-GEF.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] VAV2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VAV-2; V2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7410
GeneID	7410
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 570-700 des humanen VAV2 (NP_001127870.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52735
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Kühlakku