


## Anti-Vav2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52735

Artikelnummer: CM0027600



### Einführung

VAV2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, erkennt humanes, murines und ratten VAV2. Erforschen Sie Angiogenese und Rho-GTPase-Signalwege mit diesem hochwertigen Antikörper.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | VAV2 Kaninchen pAb                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | VAV-2; VAV2                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 7410                                                                                          |
| GeneID            | 7410                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 570-700 von humanem VAV2 (NP_001127870.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                            |
| SWISS             | P52735                                                                                        |
| Protein-Gewicht   | 101kDa                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                     |