


Anti-Vav3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukw4

Artikelnummer: CM0016604



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen VAV3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines VAV3. Geeignet für Studien zu Angiogenese, Integrin-Signalgebung und Zytoskelettorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	VAV3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VAV3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10451
GenID	10451
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 560-680 des humanen VAV3 (NP_006104.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UKW4
Proteinmasse	98 kDa
Versand	Eisverpackung