


Anti-Vav3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukw4

Artikelnummer: CM0011925



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VAV3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines VAV3, einen an der Angiogenese und Integrin-Signalübertragung beteiligten GEF. Ideal für die Forschung in der Gefäßbiologie und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAV3-Kaninchen-mAk
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10451
Gen-ID	10451
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 des humanen VAV3 (Q9UKW4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UKW4
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Kühlakku