


Anti-Vbp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61758

Artikelnummer: CM0026710



Einführung

Hochwertiges VBP1 Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA. Zielt auf die menschliche und murine Prefoldin-Untereinheit 3 (VHL-bindendes Protein 1). Geeignet für Forschung zu Chaperonen und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	VBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7411
GenID	7411
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-197 des menschlichen VBP1 (NP_003363.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61758
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel