

Anti-Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29533

Artikelnummer: CM0012405

Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-VCAM-1 (CD106), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Analyse der endothelialen VCAM-1-Expression in Studien zur Immunüberwachung, Entzündung und Knochenmark.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus VCAM-1/CD106 mAk
Bemerkungen/Alias	CD106; Vcam-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	7412
GeneID	22329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-310 von Maus-VCAM-1/CD106 (NP_035823.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29533
Proteingewicht	38kDa/81kDa
Versand	Eistasche