

Anti-Vcam-1/Cd106 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29533

Artikelnummer: CM0019219

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD106/VCAM-1 für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für Maus, geeignet für Studien zur Endothelzelladhäsion, Leukozytenmigration und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD106 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD106; Vcam-1
Spezies	Maus
Gen-ID	22329
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-310 von Maus-CD106 entspricht. (NP_035823.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29533
Protein-Molekulargewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel