


Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19320

Artikelnummer: CM0013821



Einführung

VCAM1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem VCAM1. Geeignet für Forschung zu Leukozytenadhäsion, Entzündung und Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7412
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem VCAM1 (NP_001069.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19320
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel