


Anti-Vcp Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55072

Artikelnummer: CM0018546



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes VCP/p97 (TERA) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu ERAD, Autophagie und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7415
GenID	7415
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 647-806 von humanem VCP (NP_009057.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloane Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55072
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel