


Anti-Vdac1 Polyclonal Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Elisa - P21796

Artikelnummer: CM0024568



Einführung

KD-validierter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen VDAC1 (voltage-dependent anion channel 1), geeignet für Western Blot und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Untersuchung von mitochondrialem Transport und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] VDAC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PORIN; VDAC-1; [KD-validiert] VDAC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7416
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-283 des menschlichen VDAC1 (NP_003365.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21796
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel