

Anti-Vdac1 / Porin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Artikelnummer: CM0020750



Einführung

Polyklonaler VDAC1/Porin-Kaninchenantikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-VDAC1. Ideal zur Untersuchung des mitochondrialen Ionentransports, der Apoptose und der Regulation des Zellvolumens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC1 / Porin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7416
GeneID	7416
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 1-283 des humanen VDAC1 / Porin (NP_003365.1) entsprechende Sequenz enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21796
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku