


Anti-Vdac1 / Porin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Artikelnummer: CM0012835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VDAC1/Porin, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die mitochondriale und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC1 / Porin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7416
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-283 von humanem VDAC1 / Porin entspricht (NP_003365.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21796
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel