

Anti-Vdac1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21796

Artikelnummer: CM0003743



Einführung

VDAC1-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Zielt auf den spannungsgesteuerten Ionenkanal der Mitochondrien ab, der an Apoptose und Metabolittransport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1
Spezies	Human
GenID (Human)	7416
GenID	7416
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21796
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel