

Anti-Vdac2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P45880

Artikelnummer: CM0023640



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches VDAC2 (Porin 2) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Ionenkanälen der äußeren Mitochondrienmembran und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	POR; VDAC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7417
GenID	7417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-309 von menschlichem VDAC2 (NP_001171712.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45880
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel