


Anti-Vdac2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Artikelnummer: CM0003492



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VDAC2, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes VDAC2 in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für mitochondriale Forschung und Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	POR; VDAC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7417
GeneID	7417
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem VDAC2 (NP_003366.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45880
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel