


Anti-Vdac2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45880

Artikelnummer: CM0024368



Einführung

VDAC2 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte validiert ist. Erkennt den nicht-selektiven spannungsgesteuerten Ionenkanal VDAC2, ein Porin der äußeren Mitochondrienmembran, das am Ionen-transport und der Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	POR; VDAC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7417
GeneID	7417
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem VDAC2 entspricht (NP_003366.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45880
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche