

Anti-Vdac3 (Kd Validiert) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y277

Artikelnummer: CM0012691

Einführung

VDAC3 Kaninchen monoklonaler Antikörper (KD validiert) für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf den Ionenkanal der äußeren mitochondrialen Membran ab, der am Transport und an der männlichen Fruchtbarkeit beteiligt ist. SWISS: Q9Y277.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] VDAC3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VDAC-3; HD-VDAC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7419
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem VDAC3 (NP_005653.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y277
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel