

Anti-Vdac3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y277

Artikelnummer: CM0015611

Einführung

Kaninchen anti-VDAC3 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines VDAC3; ideal für die Forschung an mitochondrialer Funktion und Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDAC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7419
GenID	7419
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-283 von menschlichem VDAC3 (NP_005653.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y277
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel