


Anti-Vdr Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11473

Artikelnummer: CM0003946



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches VDR gerichtet ist und für Western Blotting und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich zur Untersuchung der Vitamin-D3-Signalgebung, des Kalziumstoffwechsels und der Funktion der Gallensäurerezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDR Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NR1H1; PPP1R163; VDR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem VDR (NP_000367.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11473
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel