


Anti-Vdr Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11473

Artikelnummer: CM0021551



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanen VDR (Vitamin-D3-Rezeptor) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Vitamin-D3-vermittelten Transkription und Kalziumhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VDR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Spezies	Mensch
GenID	7421
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen VDR (NP_000367.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11473
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel