

Anti-Ve-Cadherin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P33151

Artikelnummer: CM0015601

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes VE-Cadherin (CDH5, CD144) für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murine VE-Cadherin, geeignet für Endothelzell- und vaskuläre biologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VE Cadherin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	7B4; CD144; VE Cadherin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1003
GenID	1003
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 621-784 von humanem VE Cadherin (NP_001786.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P33151
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel