

Anti-Ve-Cadherin Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P33151 / P55284

Artikelnummer: CM0002778

Einführung

Hochwertiger rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen VE-Cadherin (CDH5). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Unterstützt Endothelzellbiologie und vaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VE-Cadherin Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	7B4; CD144
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1003
Gen-ID	1003/12562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 259-358 von humanem VE-Cadherin (NP_001786.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P33151/P55284
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel