


Anti-Vegf-D Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - O43915

Artikelnummer: CM0017929



Einführung

Der VEGF-D Kaninchen-Polyclonal-Antikörper zielt auf den humanen vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor D (FIGF) ab und ist ideal für WB und ELISA geeignet. Dieser Antikörper unterstützt die Forschung zu Angiogenese und Lymphangiogenese und wird für gleichbleibende Leistung hergestellt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGF-D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIGF; VEGF-D
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2277
GeneID	2277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-220 des humanen VEGF-D (NP_004460.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43915
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eispackung