


Anti-Vegf Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Artikelnummer: CM0004342



Einführung

Anti-VEGF Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-VEGF (15-27/34-45 kDa). Ideal für Forschung zu Angiogenese und hypoxischen Gefäßen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7422
GeneID	7422
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-135 von menschlichem VEGF entspricht (NP_001165094.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15692
Proteingewicht	15-27kDa/34-45kDa
Versand	Eisbeutel