


Anti-Vegf-Rezeptor 2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35968

Artikelnummer: CM0026648



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen VEGF-Rezeptor 2 (KDR/FLK1), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Wertvoll für die Angiogenese-, Gefäßbiologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3791
GenID	3791
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1150-1250 des humanen VEGF-Rezeptors 2 entspricht (NP_002244.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35968
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Eispack