

Anti-Vegf-Rezeptor 2 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35968

Artikelnummer: CM0014829



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen VEGF-Rezeptor 2 (KDR/FLK1/CD309), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-VEGF-Rezeptor 2. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (AS 1147-1356). Ideal für Forschung zur Angiogenese und vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGF-Rezeptor 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3791
GenID	3791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1147-1356 des menschlichen VEGF-Rezeptors 2 (NP_002244.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35968
Proteinmasse	152 kDa
Versand	Eisbeutel