


Anti-Vegfa Maus Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Ihc-P - P15692

Artikelnummer: CM0002783



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes VEGFA, validiert für Western Blot, ELISA und Immunhistochemie mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Angiogenese- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFA Maus mAb
Bemerkungen/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Spezies	Mensch
Gen-ID	7422
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 207-327 von humanem VEGFA (P15692) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, IHC-P
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P15692
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel