


Anti-Vegfa-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Artikelnummer: CM0012979



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen VEGFA (VPF, VEGF), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Angiogenese- und Hypoxie-Forschung. - P15692

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7422
GenID	7422
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren Aminosäuren 91-191 von humanem VEGFA (NP_001165097.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15692
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel