


Anti-Vegfa Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Artikelnummer: CM0018406



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes VEGFA, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Angiogenese und Hypoxie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFA Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7422
GenID	7422
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem VEGFA (NP_001165094.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15692
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel