

Anti-Vegfb Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49765

Artikelnummer: CM0020978



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches VEGFB. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor B, einen Schlüsselregulator der Angiogenese und der endothelialen Zellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-121 von menschlichem VEGFB (NP_003368.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49765
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel