

Anti-Vegfb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49765

Artikelnummer: CM0015955



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VEGFB (VRF, VEGFL). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Angiogenese- und Herz-Kreislauf-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7423
Gen-ID	7423
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-VEGFB (NP_035827.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49765
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel