


Anti-Vegfc (Flt4-L, Vrp) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49767

Artikelnummer: CM0006504



Einführung

CamelBio VEGFC Kaninchen mAb ist ein hochspezifischer monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes VEGFC im Aminosäurenbereich 112-227. Ideal für Forschung zu Angiogenese, Lymphangiogenese und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFC Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7424
GeneID	7424
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 112-227 von humanem VEGFC entspricht. (NP_005420.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49767
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel