


Anti-Vegfc Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P49767

Artikelnummer: CM0025778



Einführung

Kaninchen-polyclonaler anti-VEGFC-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt VEGFC (47 kDa) von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Angiogenese und Lymphangiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7424
Gen-ID	7424
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem VEGFC entspricht (NP_005420.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49767
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel