


Anti-Vegfr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17948

Artikelnummer: CM0002709



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VEGFR1 (FLT-1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Angiogenese-, Krebs- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1; FRT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2321
GenID	2321
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem VEGFR1 (P17948) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P17948
Proteingewicht	151kDa
Versand	Eisbeutel