


Anti-Vegfr1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Artikelnummer: CM0013031



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanen VEGFR1 (FLT-1), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Angiogenese, Krebs und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2321
GenID	2321
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-300 von humanem VEGFR1 (NP_002010.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17948
Proteinmasse	151 kDa
Versand	Eispackung