


Anti-Vegfr1/Flt-1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17948

Artikelnummer: CM0014324



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen VEGFR1 (FLT-1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur Angiogenese, Gefäßentwicklung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2321
GenID	2321
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1100-1180 von humanem VEGFR1 (NP_002010.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17948
Proteingewicht	151kDa
Versand	Eisbeutel