

Anti-Vegfr2/Cd309 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35968

Artikelnummer: CM0008114



Einführung

Fluoreszenzmarkierter () kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VEGFR2/CD309 (KDR/FLK1), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den Rezeptor-Tyrosinkinase, der an Angiogenese und vaskuläre Entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human VEGFR2/CD309 mAb
Bemerkungen/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3791
Gen-ID	3791
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen VEGFR2/CD309
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35968
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Eisbeutel