

Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35918

Artikelnummer: CM0022151

Einführung

Anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper. Validiert für Western Blot und ELISA mit Mausproben. Zielt auf den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2, entscheidend für die Angiogenese-Forschung. Hochwertiges Reagenz zur Untersuchung von Angiogenese, Gefäßentwicklung und VEGFR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3791
Gen-ID	16542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 20-762 von Maus-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 (NP_034742.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35918
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eisbeutel