


## Anti-Vegfr3/Flt4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35916

Artikelnummer: CM0016123



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VEGFR3/FLT4, validiert für WB und ELISA. Erkennt ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1230-1329. Geeignet für Lymphangiogenese- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | VEGFR3/FLT4 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                            |
| Gen-ID (Human)    | 2324                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 2324                                                                                                                             |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1230-1329 von humanem VEGFR3/FLT4 entspricht (NP_891555.2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                            |
| SWISS             | P35916                                                                                                                           |
| Protein-Gewicht   | 153kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |