

Anti-Ventx Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095231

Artikelnummer: CM0026937

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches VENTX, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Entwicklungsbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VENTX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-258 von menschlichem VENTX (NP_055283.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095231
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel