

Anti-Veph1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q14D04

Artikelnummer: CM0031080

Einführung

VEPH1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem VEPH1, einem Membranprotein, das TGF-beta, FOXO, Hippo und Wnt-Signalwege hemmt. Ideal für IVD-Forschung und Großlieferungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEPH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MELT; VEPH; VEPH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79674
GenID	79674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 448-547 des menschlichen VEPH1 (NP_078897.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14D04
Proteinmasse	95 kDa
Versand	Eisbeutel