

Anti-Versican Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13611

Artikelnummer: CM0002539

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Versican (CSPG2). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Rekombinantes Immunogen, das auf die Aminosäuren 3200-3396 abgebildet wird. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Versican Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Spezies	Human
GeneID	1462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 3200-3396 von humanem Versican (P13611) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13611
Proteingewicht	373kDa
Versand	Eisbeutel