

Anti-Versican Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13611

Artikelnummer: CM0022046

Einführung

Versican Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattus-Versican (373 kDa). Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix, Zellmotilität und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Versican Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Spezies	Human
GeneID (Human)	1462
GeneID	1462
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1400-1586 von humanem Versican (NP_004376.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13611
Proteingewicht	373kDa
Versand	Eistasche