

Anti-Vgll3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - A8Mv65

Artikelnummer: CM0016183

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Transkriptions-Kofaktor VGLL3 gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Reaktivität gegenüber Ratte. Ideal für Studien zur Genregulation in der Plazenta und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VGLL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VGL3; VGL-3; VGLL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	389136
GenID	389136
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	A8MV65
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel