


Anti-Vgll4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14135

Artikelnummer: CM0020815



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes VGLL4, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zum Studium der Transkriptionsregulation und nukleären Koaktivator-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VGLL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VGL-4; VGLL4
Spezies	Human
Gen-ID	9686 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 96-296 von humanem VGLL4 entspricht (NP_001121691.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14135
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel