


Anti-Vgll4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q80V24

Artikelnummer: CM0019211



Einführung

Anti-Vgll4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Transkriptionskofaktors Vgll4. Rekombinantes Immunogen (AS 1-287).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Vgll4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VGL-4, Vgll4
Art	Maus
GeneID (Mensch)	9686
GeneID (Maus)	232334
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-287 des Maus-Vgll4 (NP_808351.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q80V24
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku